



Gehhilfen und Accessoires  
Aides à la marche et accessoires



### Basic Line

### Premium Line



1



2



3



4




5




6


alu/blau  
alu/bleu  
Hartgriff  
poignée dure

Art.-Nr.	10100200
PhC	6003703
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm


alu/schwarz  
alu/noir  
Hartgriff  
poignée dure

Art.-Nr.	10100100
PhC	6003695
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm


alu/grau  
alu/gris  
Hartgriff  
poignée dure

Art.-Nr.	10100300
PhC	6003726
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm


alu/schwarz  
alu/noir  
Hartgriff  
poignée dure

Art.-Nr.	10100600
PhC	7264222
☼	76 – 96 cm
	130 kg
Ø	19 mm

rot-met./schwarz  
rouge-mét./noir  
Softgriff  
poignée soft

Art.-Nr.	10101000
PhC	6003732
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm

blau-met./schwarz  
bleu-mét./noir  
Softgriff  
poignée soft

Art.-Nr.	10101100
PhC	6003749
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm

### DeLuxe Line



7



8



9




10




11


grau-met./schwarz  
gris-mét./noir  
Orthogriff soft  
poignée ortho soft

Art.-Nr.	10103400
PhC	7442557
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm


alu/grau  
alu/gris  
Orthogriff soft  
poignée ortho soft

Art.-Nr.	10103100
PhC	6003778
☼	76 – 96 cm
	140 kg
Ø	16 mm


alu/schwarz XL  
alu/noir XL  
Orthogriff soft  
poignée ortho soft

Art.-Nr.	10102000
PhC	6003761
☼	73 – 103 cm
	150 kg
Ø	19 mm


Kiddy Mix  
Kiddy mix  
Softgriff  
poignée soft

Art.-Nr.	10104000
PhC	6003784
☼	57 – 75 cm
	100 kg
Ø	16 mm



















Kiddy alu/rot  
Kiddy alu/rouge  
Softgriff  
poignée soft

Art.-Nr.	10104500
PhC	6003790
☼	57 – 75 cm
	100 kg
Ø	16 mm

Legende:  
Description du produit

 max. Belastbarkeit  
poids maximum

☼ Höhe min. > max.  
hauteur min. > max.

 <p><b>12</b> <b>Crückenkapfel Pivoflex</b> Embout Pivoflex</p> <p>Art.-Nr.16 mm: 10700116 PhC: 6004105</p> <p>Art.-Nr.19 mm: 10700119 PhC: 6004111</p>	 <p><b>13</b> <b>Crückenkapfel 16 mm</b> Embout bequille 16 mm</p> <p>Art.-Nr. • 10700416 PhC: 6004140</p> <p>Art.-Nr. • 10700316 PhC: 6004134</p> <p>Art.-Nr. • 10700216 PhC: 6004128</p> <p>Art.-Nr. • 10700516 PhC: 6442012</p>	 <p><b>14</b> <b>Crückenkapfel 19 mm</b> Embout bequille 19 mm</p> <p>Art.-Nr. • 10700219 PhC: 6004157</p> <p>Art.-Nr. • 10700519 PhC: 6442029</p>	 <p><b>15</b> <b>Stockkapfel schwarz</b> Embout de canne noir</p> <p>Art.-Nr. 14 mm: 10702414 PhC: 6558536</p> <p>Art.-Nr. 16 mm: 10702416 PhC: 6558542</p> <p>Art.-Nr. 18 mm: 10702418 PhC: 6558559</p> <p>Art.-Nr. 20 mm: 10702420 PhC: 6558565</p>	 <p><b>16</b> <b>Stockkapfel braun 14 mm</b> Embout de canne marron 14 mm</p> <p>Art.-Nr. 10702614 PhC: 6000426</p>	 <p><b>17</b> <b>Stockkapfel braun</b> Embout de canne marron</p> <p>Art.-Nr. (16 mm) 10702116 PhC: 6000432</p> <p>Art.-Nr. (18 mm) 10702218 PhC: 6000449</p> <p>(mit Stahleinlage) (avec anneau renforcé)</p>
 <p><b>18</b> <b>Stockkapfel Metall-/Carbonstöcke</b> Embout pour canne en métal/carbone</p> <p>Art.-Nr.14 mm: 10702314 PhC: 6942217</p> <p>Art.-Nr.16 mm: 10702316 PhC: 6000455</p> <p>Art.-Nr.18 mm: 10702318 PhC: 6000461</p> <p>(mit Stahleinlage) (avec anneau renforcé)</p>	 <p><b>19</b> <b>Stockkapfel für Stock Spike 16 mm</b> Embout pour canne Spike 16 mm</p> <p>Art.-Nr. 10702516 PhC: 6000403</p>	 <p><b>20</b> <b>Stockschlaufe mit Gummiband</b> Dragonne élastique pour cannes</p> <p>Art.-Nr. • 10703000 PhC: 6004341</p> <p>Art.-Nr. • 10703100 PhC: 6004358</p>	 <p><b>21</b> <b>Armbügelpolster für Krücken</b> Rembourrage sous coude pour béquilles</p> <p>Art.-Nr. 10704000 PhC: 6004097</p>	 <p><b>22</b> <b>Griffpolster schwarz Velcroschluss</b> Rembourrage noir fermeture velcro</p> <p>Art.-Nr. 10706000 PhC: 6011938</p>	 <p><b>23</b> <b>Griffpolster schwarz mit Reissverschluss</b> Rembourrage noir fermeture à glissière</p> <p>Art.-Nr. 10706100 PhC: 6011944</p>
 <p><b>24 19mm</b> <b>25 23mm</b> <b>Stockkapfel Dr. Cane Thin Size</b> Embout de canne Dr. Cane Thin Size</p> <p><b>24</b> Art.-Nr. 10702719 PhC: 6558507</p> <p><b>25</b> Art.-Nr. 10702723 PhC: 6558499</p>	 <p><b>26</b> <b>Stockkapfel Swing</b> Embout de canne Swing</p> <p>Art.-Nr. 10702900 PhC: 7071463</p>	 <p><b>27 16mm</b> <b>28 19mm</b> <b>Quick Base Standfuss für Metallstöcke</b> Quick Base Stabilisateur pour canne en métal</p> <p><b>27</b> Art.-Nr. 10702816 PhC: 6923929</p> <p><b>28</b> Art.-Nr. 10702819 PhC: 6923935</p>	 <p><b>29</b> <b>Gehstockhalter mit Reflektor, 16-19 mm</b> Accroche-canne avec réflecteur 16-19 mm</p> <p>Art.-Nr. 10703500 PhC: 6923941</p>	 <p><b>30</b> <b>Vitality Eiskralle 16-25 mm</b> Vitality Pic à glace 16-25 mm</p> <p>Art.-Nr. 03350004 PhC: 5234487</p>	 <p><b>31</b> <b>Stock-/Krückenständer Circle, 24 Löcher</b> Présentoir cannes/ béquilles, 24 trous</p> <p>Art.-Nr. 10900300 PhC: 7285000</p>



Supair Care AG  
Europastrasse 30  
8152 Glattbrugg  
T 044 872 16 50  
F 044 872 16 52

www.supair-care.ch

Firma/Entreprise

## Holzstöcke Cannes en bois



32

33

34

35

36

37

**dunkelbraun**  
Fritz Acryl d.braun  
brun foncé  
Fritz acryl. brun foncé

Art.-Nr.	10010000
PhC	5999853
	100 kg
Ø	16 mm

**braun**  
Derby Acryl beige  
marron  
Derby acrylique beige

Art.-Nr.	10010100
PhC	5999876
	100 kg
Ø	16 mm

**braun**  
Derby Soft schwarz  
marron  
Derby soft noir

Art.-Nr.	10010300
PhC	5999899
	100 kg
Ø	16 mm

**schwarz**  
Derby Holz  
noir  
Derby bois

Art.-Nr.	10010500
PhC	5999913
	100 kg
Ø	16 mm

**Smart rot braun**  
Derby  
smart marron-rouge  
Derby

Art.-Nr.	10013000
PhC	5999965
	100 kg
Ø	16 mm

**dunkelbraun**  
Derby Acryl schoko  
brun foncé  
Derby acryl. choco

Art.-Nr.	10013100
PhC	5999971
	100 kg
Ø	16 mm

## Metallstöcke Cannes en métal



38

39 Damen  
40 Herren

41

42

43 Rechts  
44 Links

45

**dunkelbraun**  
Derby Acryl perlmutt  
brun foncé  
Derby acryl. nacre

Art.-Nr.	10013200
PhC	5999988
	100 kg
Ø	16 mm

**dunkelbraun**  
Derby Damen  
brun foncé  
Derby dames

39 Art.-Nr.	10013300
39 PhC	5999994
40 Art.-Nr.	10013400
40 PhC	6000001
	100 kg
Ø	16 mm

**alu**  
Derby Kunststoff  
alu  
Derby plastique dur

Art.-Nr.	10020500
PhC	6004068
	74 – 94 cm
	130 kg
Ø	17 mm

**metallisiert grau**  
Derby Softgriff  
metallisé gris  
Derby soft

Art.-Nr.	10020000
PhC	6004016
	74 – 94 cm
	100 kg
Ø	17 mm

**dunkelbraun**  
Derby Orthogriff  
brun foncé  
Poignée ortho

43 Art.-Nr.	10020100
43 PhC	6004022
44 Art.-Nr.	10020200
44 PhC	6004039
	74 – 94 cm
	130 kg
Ø	17 mm

**blau**  
Derby Softgriff  
bleu  
Derby soft

Art.-Nr.	10020400
PhC	6004045
	75 – 96 cm
	120 kg
Ø	17 mm

46 Rechts  
47 Links

48

49

50

51

52

**alu**  
Orthogriff Kunststoff  
alu  
ortho plastique dur

46 Art.-Nr.	10020600
46 PhC	6004074
47 Art.-Nr.	10020700
47 PhC	6004080
	75 – 95 cm
	130 kg
Ø	17 mm

**Dr. Cane schwarz**  
Derby Holz  
Dr. Cane noir  
Derby en bois

Art.-Nr.	10026000
PhC	6558476
	78 – 103 cm
	180 kg
Ø	King Size

**Dr. Cane bronze**  
Derby Holz  
Dr. Cane bronze  
Derby en bois

Art.-Nr.	10026100
PhC	6558482
	70 – 93 cm
	100 kg
Ø	Thin Size

**aubergine**  
Derby Holz  
aubergine  
Derby en bois

Art.-Nr.	10022700
PhC	6547490
	75 – 100 cm
	110 kg
Ø	19 mm

**LED/Alarm alu**  
Fritz soft schwarz  
LED/Alarm alu  
Fritz soft noir

Art.-Nr.	10025000
PhC	6360917
	70 – 93 cm
	100 kg
Ø	19 mm

**bronze**  
Derby Hartholz  
bronze  
Derby en bois dur

Art.-Nr.	10022000
PhC	6000260
	75 – 100 cm
	110 kg
Ø	19 mm

53


**Spike bronze Eisdom Derby Softgriff**
**Spike Derby soft**

Art.-Nr.	10022200
PhC	6000308
☼	76 – 101 cm
	100 kg
Ø	16 mm

54


**Champagner Derby Acryl**
**champagne Derby acrylique**

Art.-Nr.	10022300
PhC	6000283
☼	75 – 100 cm
	100 kg
Ø	16 mm

55


**Vitality anthrazit Komfort-Griff Soft**
**Vitality anthracite Poignée confort soft**

Art.-Nr.	03350132
PhC	6875573
☼	79 – 106 cm
	135 kg
Ø	19 mm

56


**Vitality schwarz**
**Vitality noir**

Art.-Nr.	03350131
PhC	6820827
☼	79 – 106 cm
	135 kg
Ø	19 mm

57


**Vitality blau**
**Vitality bleu**

Art.-Nr.	07051004
PhC	6547509
☼	71 – 95 cm
	135 kg
Ø	19 mm

58


**Paisley Derby soft**
**Paisley Derby soft**

Art.-Nr.	10024100
PhC	7426038
☼	72 – 94 cm
	110
Ø	19 mm

**Carbonstöcke Cannes en carbone**

59


**Flowers Derby Soft**
**Flowers Derby soft**

Art.-Nr.	10024300
PhC	7426050
☼	72 – 94 cm
	110 kg
Ø	19 mm

60


**Reflektor Derby Holz**
**Reflektor Derby en bois**

Art.-Nr.	10022800
PhC	7201322
☼	72 – 94 cm
	110 kg
Ø	16 mm

61


**Swing beige Derby**
**Swing beige Derby**

Art.-Nr.	10027000
PhC	7071457
☼	75 – 92,5 cm
	100 kg

62


**Flowers Derby Hartholz**
**Flowers Derby en bois dur**

Art.-Nr.	10041200
PhC	7512157
☼	74 – 96 cm
	100 kg
Ø	17 mm

63


**blau Derby schwarz**
**bleu Derby noir**

Art.-Nr.	10041100
PhC	6775854
☼	81 – 96 cm
	100 kg
Ø	17 mm

64


**Karo 4-fach faltbar**
**Carreau pliable en 4 parties**

Art.-Nr.	10040100
PhC	7512163
☼	81 – 91 cm
	100 kg
Ø	17 mm

**Metallstöcke faltbar Cannes en métal pliable**

65


**alu schwarz 4-fach faltbar**
**alu noir pliable en 4 parties**

Art.-Nr.	10032000
PhC	6776262
☼	85 – 95 cm
	110 kg
Ø	19 mm

66


**alu bronze 4-fach faltbar**
**alu bronze pliable en 4 parties**

Art.-Nr.	10032100
PhC	6776279
☼	85 – 95 cm
	110 kg
Ø	19 mm

67


**alu Fantasie 5-fach faltbar**
**alu fantasia pliable en 5 parties**

Art.-Nr.	10032200
PhC	6000231
☼	76 – 86 cm
	100 kg
Ø	16 mm

68


**alu Birdeye 5-fach faltbar**
**alu Birdeye pliable en 5 parties**

Art.-Nr.	10032300
PhC	6776285
☼	78 – 86 cm
	100 kg
Ø	16 mm

69


**alu bronze 5-fach faltbar**
**alu bronze pliable en 5 parties**

Art.-Nr.	10032400
PhC	6776291
☼	78 – 86 cm
	100 kg
Ø	16 mm